



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Elettrocardiografo portatile interpretativo 6/12 canali SE-12 Express

Codice di riferimento: LTD455W

Marca: DIMED

Prezzo: 3963.5€

Caratteristiche dell'elettrocardiografo SE-12 Express

L'elettrocardiografo interpretativo SE-12 Express è un dispositivo per elettrocardiogramma portatile caratterizzato da un design compatto e leggero con manico richiudibile per un facile trasporto. L'apparecchio è dotato di un ampio schermo da 8.4" a colori Touch-screen che assicura una visione ottimale e una stampante integrata ad alta risoluzione. L'acquisizione e la stampa dei dati, trasferibili su PC, si ottengono semplicemente utilizzando un unico pulsante. Memoria interna fino a 200 pazienti con tracciati ed interpretazioni.

- Schermo 8,4" ad alta risoluzione
- Porta US B per trasmissione dati del paziente
- Porte RJ45 e RS -232 per trasmissione dati su PC
- Batteria LI -ion inclusa ricaricabile
- Pulsante singolo
- Modalità risparmio energia e risparmio LCD
- Vari formati di stampa
- Filtro digitale completo
- Rilevazione automatica e memorizzazione dell'aritmia
- Memorizzazione interna fino a 200 ECG digitali
- Auto misurazione
- Accurata interpretazione ECG con programma SEIMP
- Analisi della variazione dell'andamento cardiaco
- Software smart ecg viewer optional per la misurazione su PC
- Carrello opzionale e supporto per I fili

Specifiche tecniche

- Circuito: protezione da defibrillatori e pace maker
- Tracce: 12 standard - Modalità di acquisizione: 12 tracce simultanee
- Convertitore A/D: 12 bit
- Range ingresso segnale: $\pm 5m V_{pp}$
- Time constant: $> 3,2s$
- Range frequenza: 0.05Hz-150Hz
- Calibration voltage: $1mV \pm 2\%$
- Sensibilità: 2.5, 5, 10, 20, 10/5 AGC (mm/mV)
- Impedenza di ingresso: 50 M Ω (10Hz)
- Rumore di ingresso: $<12.5\mu V_{p-p}$
- Anti slittamento linea base: automatico
- Filtri: Filtro EMG 25 Hz/35Hz/45Hz/OFF
- Filtro DFT 0.05/0.15/0.25/0.5 Hz
- Filtro lowpass 150Hz/100Hz/75Hz - Filtro A/C 50Hz/60Hz
- CMRR: $>110dB$
- Modalità registrazione: Automatica/manuale/ritmica
- Ritmo elettrodi: elettrodo singolo o triplo elettrodo selezionabile
- Sicurezza: classe di sicurezza I, tipo CF
- Tensione di rete: AC 100V-240V, 50/60Hz
- Batteria SE12: inclusa ricaricabile Li-ion, 14.4V (100 stampe ecg)
- Batteria SE12 EXP: inclusa ricaricabile Li-ion, 14.4V (400 stampe ecg)
- Stampa: stampante termica integrata
- Carta: Z-fold e roller (216/210mm altezza)
- Velocità di stampa: 5mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s
- Dimensioni: 420mm x 330mm x 120mm
- Display SE12: 320x240 LCD Monocromatico
- Display SE12 EXPRESS: 800 x 600 LCD Multicolore
- Memoria interna SE12: 100 Pazienti
- Memoria interna SE12 EXPRESS: 200 Pazienti
- Input: $>100 K \Omega$ - Output: $<100 \Omega$?
- Interfaccia: ethernet, USB, RS232

Indicazioni

Dispositivo per la registrazione e stampa delle attività elettriche del cuore.

Marca e modello

DIMED LTD455W

Contenuto della confezione

1 pezzo

