



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Elettrocardiografo portatile a 1/3 canali - DIMED PRO WIDE

Codice di riferimento: LTD405W

Marca: DIMED

Prezzo: 1706.78€

Caratteristiche dell'elettrocardiografo portatile

Gli elettrocardiografi portatili DIMED PRO WIDE a 1/3 canali sono dei piccoli e leggeri dispositivi elettromedicali per ECG che permettono di registrare accuratamente e stampare ad alta risoluzione il tracciato dell'attività del cuore del paziente. Inoltre, grazie alla pratica maniglia è possibile trasportare l'apparecchio con grande facilità e senza alcuno sforzo in modo da utilizzare l'elettrocardiografo in qualsiasi luogo.

Il dispositivo è semplice da utilizzare ed è in grado di memorizzare i dati di un massimo di 100 pazienti che, tramite uno specifico software, è possibile trasferire sul PC.

Specifiche tecniche

- Batteria interna Ioni di Litio
- Aggiustamento automatico linea base
- Stampante termica ad alta risoluzione
- Display 320x240 pixels LCD con visualizzazione tracciato
- Digital filters antiscorrimento linea base, AC e EMG
- Operazioni automatiche o manuali selezionabili
- Indicazione mancanza contatto cavo (LEAD OFF)
- Calcolo automatico parametri e interpretazione
- Selezione formato di stampa 3LEAD, RHYTHM LEAD, 3/2 LEAD, MANUAL ONE LEAD

Marca e modello

DIMED codice LTD405W _

