



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Elettrocardiografo 3 Canali Interpretativo - Display Touch Screen

Codice di riferimento: LTD408

Marca: LOGIKO

Prezzo: 2706.4€

CARATTERISTICHE:

Ultracompatto, leggero e facilmente trasportabile. Con lo schermo a colori ad alta risoluzione ed il sistema touch screen. Connessione bi-direzionale ECG/computer tramite software (optional), esportazione tracciato in PDF. Acquisizione di 12 tracce in contemporanea, campionamento fino a 120 secondi e memorizzazione fino a 500 registrazioni. Possibilità di estensione memoria con USB flash disk e micro SD card e di stampa esterna tramite USB port. Batteria a ioni di litio incorporata. Possibilità di connessione lettore codice a barre (optional)

Informazioni generali

- Batteria interna Ioni di Litio
- Autonomia di circa 8,5 ore
- Modalità Manuale registrazione ininterrotta fino a 5 ore
- Modalità Auto registrazione fino a 500 referti
- Possibilità di stampa esterna tramite USB port
- Possibilità di connessione lettore codice a barre
- Possibile estensione memoria con USB flash disk e micro SD card
- Display a colori touch screen 5" ad alta risoluzione
- Completo di filtri digitali
- Campionamento fino a 120 secondi
- Memoria 500 registrazioni, dati memorizzati trasferibili su PC (usare specifico software)
- Acquisizione contemporanea di 12 tracce

Accessori in DOTAZIONE

- 1 Cavo paziente (DRV2083/P)
- 1 set elettrodi

- 1 cavo alimentazione standard
 - Carta termica (DRV1521)
 - 1 gel, 260g (DRV1800)
-

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Riferimenti

Standard di sicurezza

Classificazione

Tipo anti-shock:

Specifiche tecniche

Modalità di lavoro

EMC

Schermo

Alimentazione

Alimentazione di rete

Batteria al litio

incorporata

Stampante

Carta termica

Larhezza effettiva

Velocità stampa

Accuratezza dei dati

Riconoscimento HR

Gamma HR

Accuratezza

Derivazioni

Modalità
di acquisizione

Risoluzione A/D

Costante tempo

Risposta di frequenza

Sensibilità

Impedenza di ingresso

Corrente circuito di ingresso

Gamma voltaggio di ingresso

Voltaggio di calibrazione

Voltaggio offset DC

Rumore

Diafonia multicanale

Filtri

CMRR

Frequenza di
campionatura

Rilevamento pacemaker

Ampiezza

Larghezza

Frequenza

campionamento

Dimensioni: 22,4 x 14,3 x 5,4 cm

Peso: 1 kg (batteria e carta escluse)

MARCA E MODELLO:

Logiko - Codice Articolo LTD408

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

