



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Elettrocardiografo Interpretativo A 12 Canali

Codice di riferimento: IE12A

Marca: INTERMED

Prezzo: 2487.9€

CARATTERISTICHE:

Elettrocardiografo dal design moderno e funzionale con display LCD da 8. 9" touch screen a colori. Tastiera alfanumerica per l'inserimento dei dati con protezione in silicone impermeabile dei tasti. Modalita' operative manuale e automatica. Filtri digitali contro disturbi di rete, tremore muscolare e anti deviazione isoelettrica. Menu funzioni in lingua italiana. Stampa tracciato delle 12 derivazioni su carta termica da 210 mm (A4). Cavo paziente con box integrato di acquisizione del segnale. Specifiche:

display con visualizzazione del tracciato in tempo reale;
analisi degli intervalli R-R, rilevamento aritmia e dettagliato rapporto di analisi;
visualizzazione degli ultimi 300 secondi di analisi;possibilita' di registrare in diversi formati: 3x4, 3x4+R, 3x4+3R, 6x2, 6x2+R, 6x2+3R, 12, 12+R, 12+3R;
inserimento informazioni cliniche del paziente mediante touch screen, tastiera o lettore di codici a barre;
analisi specifica per adulti e bambini;
interfaccia di serie USB per collegamento a personal computer mediante software, o via WiFi (optional);
memorizzazione dei dati ECG in formato JPG, DICOM e XML;
diagnosi basata su Codice Minnesota;
sistema di gestione dati del paziente CSE - AHA.
molteplici porte (LAN, USB, SD card, VGA) per la trasmissione dei segnali.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

display 8,9" touch-screen larghezza carta 210 x 150 mm x 200 p velocita' scorrimento 6,25 - 12,5 - 25 - 50 mm/s

dimensioni 345 x 260 x 128,5 mm peso 5,2 kg

MARCA E MODELLO:

BIOCARE1 IE12A

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

