



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Elettrodi per ECG monouso in TNT - 55mm

Codice di riferimento: 33327

Marca: GIMA

Prezzo: 165.92€

Caratteristiche dell'elettrodo in TNT

La superficie esterna dell'elettrodo monouso per elettrocardiogramma è realizzata in TNT in gel solido. L'elettrodo presenta una forma rotonda con attacco a bottone in acciaio ed è totalmente privo di lattice. È dotato di un sensore in Ag/AgCL (Argento/Argento Cloruro), che garantisce un tracciato elettrocardiografico affidabile e preciso. Adatto per monitoraggio a breve termine.

Dimensioni

Diametro: 55mm

Marca e modello

GIMA 33327

Contenuto della confezione

1200 pezzi

 **Acquista subito**