



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

ELETTRODI PER ECG - AMBU BLUE SENSOR R - 4 mm

Codice di riferimento: 33208

Marca: GIMA

Prezzo: 297.4€

CARATTERISTICHE:

AMBU BLUE SENSOR R

- gel liquido ad alta conduttività
- adesione superiore
- comodo supporto in schiuma
- estesa area di misurazione
- connettore compensato unico
- sensore Ag/AgCl di alta qualità

Blue Sensor è la gamma di elettrodi più efficienti ed economici al mondo; sono in grado di offrire letture senza eguali, convenienza per l'utente e comfort del paziente. La perfetta adesione degli elettrodi Blue Sensor assicura che il flusso di lavoro non sia interrotto da falsi allarmi ed evita sprechi di tempo per risolvere i problemi.

Esatto monitoraggio/immagini chiare: gli elettrodi Blue Sensor generano una traccia veloce e affidabile senza la necessità di preparare la pelle massimizzando il comfort per il paziente. Sappiamo che un monitoraggio veloce e preciso, che garantisce un'immagine chiara del battito cardiaco dei pazienti è essenziale per diagnosi accurate.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Codice AMBU: R-00-A/25
- Descrizione: BLUE SENSOR R
- Applicazione: Sotto sforzo
- Tipo di gel: Liquido
- Materiale di supporto: Schiuma

- Dimensioni (mm): 57 x 48
 - Forma: Rotondo con compensatore
 - Vita del prodotto* (mesi): 24
 - Radiotrasparenza: NO
 - Tipo di connettore: 4 mm
 - Minimo di vendita: Confezione da 500 pezzi.
 - Confezionamento: 20 sacchetti da 25 pz.
-

*Per vita prodotto si intende la vita massima alla produzione, il prodotto GIMA avrà una vita tra il 90% ed il 50% della vita massima.

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 33208

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una Confezione da 500 Pezzi

