



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

ELETTRODI PER ECG - AMBU BLUE SENSOR SU - TAB

Codice di riferimento: 33201

Marca: GIMA

Prezzo: 175.4€

CARATTERISTICHE:

AMBU BLUE SENSOR SU

- gel liquido ad alta conduttività
- maggiore e rapida adesione
- connettore compensato unico - raccordo o tab
- materiale di supporto occlusivo
- sensore Ag/AgCl di alta qualità

Blue Sensor è la gamma di elettrodi più efficienti ed economici al mondo; sono in grado di offrire letture senza eguali, convenienza per l'utente e comfort del paziente. La perfetta adesione degli elettrodi Blue Sensor assicura che il flusso di lavoro non sia interrotto da falsi allarmi ed evita sprechi di tempo per risolvere i problemi.

Esatto monitoraggio/immagini chiare: gli elettrodi Blue Sensor generano una traccia veloce e affidabile senza la necessità di preparare la pelle massimizzando il comfort per il paziente. Sappiamo che un monitoraggio veloce e preciso, che garantisce un'immagine chiara del battito cardiaco dei pazienti è essenziale per diagnosi accurate.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Codice AMBU: SU-00-C/100
- Descrizione: BLUE SENSOR SU
- Applicazione: Riposo
- Tipo di gel: Liquido
- Materiale di supporto: Polimero
- Dimensioni (mm): 49 x 33

- Forma: Lacrima
 - Vita del prodotto* (mesi): 24
 - Radiotrasparenza: NO
 - Tipo di connettore: TAB
 - Minimo di vendita: Confezione da 1200 pezzi.
 - Confezionamento: 12 sacchetti da 100 pz.
-

*Per vita prodotto si intende la vita massima alla produzione, il prodotto GIMA avrà una vita tra il 90% ed il 50% della vita massima.

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 33201

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una Confezione da 1200 Pezzi

