



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## ELETTRODI PER ECG - AMBU BLUE SENSOR VL - SNAP

**Codice di riferimento:** 33205

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 231.8€

### CARATTERISTICHE:

AMBU BLUE SENSOR VL

- gel liquido ad alta conduttività
- combinazione di adesivo istantaneo e a lungo termine
- materiale microporoso traspirante
- connettore compensato unico
- sensore Ag/AgCl di alta qualità

Blue Sensor è la gamma di elettrodi più efficienti ed economici al mondo; sono in grado di offrire letture senza eguali, convenienza per l'utente e comfort del paziente. La perfetta adesione degli elettrodi Blue Sensor assicura che il flusso di lavoro non sia interrotto da falsi allarmi ed evita sprechi di tempo per risolvere i problemi.

Esatto monitoraggio/immagini chiare: gli elettrodi Blue Sensor generano una traccia veloce e affidabile senza la necessità di preparare la pelle massimizzando il comfort per il paziente. Sappiamo che un monitoraggio veloce e preciso, che garantisce un'immagine chiara del battito cardiaco dei pazienti è essenziale per diagnosi accurate.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Codice AMBU: VL-00-S/25
- Descrizione: BLUE SENSOR VL
- Applicazione: Lungo termine
- Tipo di gel: Liquido
- Materiale di supporto: Microporoso
- Dimensioni (mm): 72 x 68

- Forma: Rotondo con compensatore
  - Vita del prodotto\* (mesi): 24
  - Radiotrasparenza: NO
  - Tipo di connettore: SNAP
  - Minimo di vendita: Confezione da 500 pezzi.
  - Confezionamento: 20 sacchetti da 25 pz.
- 

\*Per vita prodotto si intende la vita massima alla produzione, il prodotto GIMA avrà una vita tra il 90% ed il 50% della vita massima.

### **MARCA E MODELLO:**

Gima - Codice 33205

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

Una Confezione da 500 Pezzi

