



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

ELETTRODI PER ECG - AMBU BLUE SENSOR VL - SNAP

Codice di riferimento: 33204

Marca: GIMA

Prezzo: 13.42€

CARATTERISTICHE:

AMBU BLUE SENSOR VL

- gel liquido ad alta conduttività
- combinazione di adesivo istantaneo e a lungo termine
- materiale microporoso traspirante
- connettore compensato unico
- sensore Ag/AgCl di alta qualità

Blue Sensor è la gamma di elettrodi più efficienti ed economici al mondo; sono in grado di offrire letture senza eguali, convenienza per l'utente e comfort del paziente. La perfetta adesione degli elettrodi Blue Sensor assicura che il flusso di lavoro non sia interrotto da falsi allarmi ed evita sprechi di tempo per risolvere i problemi.

Esatto monitoraggio/immagini chiare: gli elettrodi Blue Sensor generano una traccia veloce e affidabile senza la necessità di preparare la pelle massimizzando il comfort per il paziente. Sappiamo che un monitoraggio veloce e preciso, che garantisce un'immagine chiara del battito cardiaco dei pazienti è essenziale per diagnosi accurate.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Codice AMBU: VL-00-S/25
- Descrizione: BLUE SENSOR VL
- Applicazione: Lungo termine
- Tipo di gel: Liquido

- Materiale di supporto: Microporoso
 - Dimensioni (mm): 72 x 68
 - Forma: Rotondo con compensatore
 - Vita del prodotto* (mesi): 24
 - Radiotrasparenza: NO
 - Tipo di connettore: SNAP
 - Minimo di vendita: Confezione da 25 pezzi.
 - Confezionamento: 1 sacchetto da 25 pz.
-

*Per vita prodotto si intende la vita massima alla produzione, il prodotto GIMA avrà una vita tra il 90% ed il 50% della vita massima.

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 33204

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una Confezione da 25 Pezzi

