



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

ELETTRODI PER TENS GIMA 30

Codice di riferimento: 28366

Marca: GIMA

Prezzo: 11.2€

CARATTERISTICHE:

Confezione 8 elettrodi, ricambio per Tens GIMA 30 (cod. 28365).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 28366

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una Confezione da 8 Pezzi

 **Acquista subito**