



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## ELETTRODI RED DOT 3M 2330

**Codice di riferimento:** 33378

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 16.59€

### CARATTERISTICHE:

3M RED DOT™ 2330 - 3.2 x 2.2 cm - elettrodo monouso con gel adesivo.

### MARCA E MODELLO:

GIMA 33378

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

conf. 100 pz.

 **Acquista subito**