



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

ELETTRODO A LAMA - 15 cm - autoclavabile

Codice di riferimento: 30533

Marca: GIMA

Prezzo: 6.71€

CARATTERISTICHE:

Elettrodo autoclavabile Ø 2.4 mm

Elettrodo a lama

Lunghezza: 15 cm

Numero di riferimento: 36

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 30533

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**