



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

ELETTRODO A LAMA MONOUSO NON ADERENTE Ø 2.4 mm - 7 cm - sterile

Codice di riferimento: 30420

Marca: GIMA

Prezzo: 4.76€

CARATTERISTICHE:

Elettrodo monouso, non aderente, Ø 2.4 mm

Elettrodo a lama - sterile

Lunghezza: 7 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 30420

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**