



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Elettrodo per ECG monouso 32x45 mm - 50 pezzi

Codice di riferimento: DRV167

Marca: DIMED

Prezzo: 12.59€

Caratteristiche dell'elettrodo per ECG

Gli elettrodi rettangolari monouso DIMED sono utilizzati per registrare l'attività elettrica del cuore. Tali dispositivi si rivelano affidabili e garantiscono ottime prestazioni nel rilevamento dei segnali ECG a riposo, sotto sforzo e con l'utilizzo dell'Holter cardiaco.

Gli elettrodi sono compatibili con tutti gli elettrocardiografi in commercio.

Specifiche tecniche

Dimensioni: 32x45 mm

Marca e modello

DIMED codice DRV167

Contenuto della confezione

50 pezzi

