



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Elettrodo loop monouso sterile 15 x 8 mm - 10 pezzi

Codice di riferimento: 30678

Marca: GIMA

Prezzo: 67.3€

Caratteristiche dell'elettrodo loop monouso

Elettrodo monouso ad ansa sterile per elettrobisturi.

L'elettrodo ha una lunghezza di 15 cm e presenta un gambo d'innesto dal diametro di 2,4 mm. Il dispositivo è autoclavabile.

La confezione contiene 10 elettrodi loop monouso.

Specifiche tecniche

- Diametro: 2,4 mm
- Lunghezza stelo: 15 cm
- Ampiezza elettrodo: 15 mm
- Profondità elettrodo: 8 mm
- Numero di riferimento: 34

Marca e modello

GIMA codice 30678

Contenuto della confezione

10 pezzi

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

