



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Elettrostimolatore Combinato 3 In 1

Codice di riferimento: LTK545

Marca: KYARA

Prezzo: 173.97€

CARATTERISTICHE:

T.E.N.S (stimolatore elettrico transcutaneo dei nervi), E.M.S (elettrostimolatore neuro-muscolare) e massaggio. Ampiamente usato per la riabilitazione muscolare, per riattivare muscoli indeboliti, ridurre gli spasmi muscolari, ridurre o eliminare l'atrofia muscolare, rieducare i muscoli e migliorare la circolazione del sangue. Apparecchio digitale, a 2 canali, leggero, facile da trasportare con 78 programmi di cui 27 programmi per T.E.N.S, 27 per E.M.S e 24 per massaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Specifiche tecniche	
78 programmi totali	
27 programmi T.E.N.S	
27 programmi E.M.S	
24 programmi massaggio	
Ampiezza impulso	0-90 mA
Frequenza impulso	Regolabile 1-290Hz

Larghezza di impulso	Regolabile 30-350 us
Durata trattamento	Regolabile 5-90 min.
Forma d'onda	Quadra bifasica

Dimensioni e peso:

Unità:

L:55 x P:25 x H:117 mm - 140 g c/batterie

MARCA E MODELLO:

KYARA LTK545

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

