



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

ELETTROSTIMOLATORE PROFESSIONALE

Codice di riferimento: 28382

Marca: GIMA

Prezzo: 350.8€

Stimolatore professionale I-TECH PHYSIO

- 2 canali indipendenti
- Onda quadra bifasica e compensata: corrente uguale e costante da polo + a polo
- (nessun effetto termico di polarizzazione)
- Onda quadra monofasica
- Programmi per incontinenza e per ionoforesi
- Trattamento denervato
- TENS programmabile – memorie EMS
- Frequenza regolabile, larghezza impulso, tempo, rampa
- Istruzioni programmi e tempo residuo su schermo LCD
- Batteria interna ricaricabile (rimovibile)
- Intensità massima 200 mAp

- Conforme alla norma 93/42/CEE MDD (dispositivo medico CE0476)

Programmi

- 20 NEMS
- 14 TENS
- 15 Beauty
- 9 Urologia
- 27 Riabilitazione
- 13 Memorie libere

Dotazione standard

Fornito in una borsa per il trasporto con:

- Batteria ricaricabile e carica batteria
- 1 set di 4 elettrodi pregellati 48x48 mm
- 1 set di 4 elettrodi pregellati 50x90 mm
- 2 elettrodi conduttivi in silicone 60x90 mm
- 2 spugne 70x100 mm
- 1 fascia elastica per fissare gli elettrodi
- 2 cavi elettroterapia, spina maschio 2 mm
- 4 cavi sdoppiatori
- spina maschio e femmina 2mm
- Manuale utente (GB, IT, ES)

