



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Elettroterapia per ionoforesi - Ionoderm

Codice di riferimento: LTE340

Marca: LEM

Prezzo: 610€

Caratteristiche dell'elettrostimolatore per l'elettroterapia

Ionoderm è un'apparecchio per l'elettroterapia in grado di generare corrente continua o corrente con onda quadra a frequenza fissa. Grazie a questi tipi di corrente, è possibile usufruire dell'elettrostimolatore per i trattamenti galvanici, per l'iperidrosi e il processo di ionoforesi.

La corrente galvanica è utilizzata in varie terapie, tra queste vi sono:

- Trattamenti di bellezza: per stimolare la circolazione sanguigna e tonificare la pelle.
- Ionoforesi: tecnica utile a somministrare un farmaco attraverso la pelle direttamente sulla zona del corpo dolente, evitando l'assunzione per via orale.
- Jontoforesi: questa tecnica terapeutica prevede l'utilizzo della corrente galvanica per combattere l'eccessiva sudorazione (iperidrosi).

L'apparecchio per l'elettroterapia Ionoderm garantisce sicurezza e affidabilità nelle prestazioni. È completamente gestito e controllato da un microprocessore e presenta 2 canali d'uscita. Durante l'utilizzo è possibile servirsi dei programmi già memorizzati al suo interno o personalizzare la terapia semplicemente selezionando i parametri.

Marca e modello

LEM LTE340

 **Acquista subito**