



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Elettroterapia portatile - ionoforesi / tens / rehab / ems / fes

Codice di riferimento: MIO IONOTENS

Marca: IACER

Prezzo: 242.78€

CARATTERISTICHE:

MIO-IONOTENS e' un generatore di correnti TENS e ionoforesi, portatile e a batteria, particolarmente studiato per l'uso quotidiano nel trattamento delle forme piu' comuni di dolori muscolari. Il dispositivo ha 16 programmi preimpostati (5 per ionoforesi e 11 per TENS) e 4 programmi TENS impostabili dall'utente che offrono la possibilita' di creare il proprio programma personalizzato, impostando manualmente i parametri di terapia. La ionoforesi e' una tecnica elettroterapica che attraverso la corrente continua riesce ad introdurre medicinali nella zona di dolore o di contrattura.

APPLICAZIONI:

Il dispositivo MIO-IONOTENS e' dunque particolarmente indicato per la terapia del dolore proprio grazie agli impulsi TENS

MARCA E MODELLO:

IACER MIO IONOTENS

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

La confezione di MIO-IONOTENS contiene:

- n 1 apparecchio;
- n 4 batterie alcaline 1,5V AAA size;
- n 2 cavi per elettrostimolazione;

- n 1 set da 4 elettrodi pregellati 41x41mm (in alternativa 48x48mm);
 - n 1 set da 4 elettrodi pregellati 40x80mm (in alternativa 50x90mm);
 - n 1 kit ionoforesi (fascia elastica, 2 elettrodi in gomma, 2 spugnette)
 - n 1 clip per cintura;
 - n 1 borsa per il trasporto;
 - n 1 manuale dso e manutenzione.
-

