



**Numero Verde**  
**800 172547**

**Da cellulare**  
**030 7777942**

## Enteroclisma da viaggio - kit completo

**Codice di riferimento:** CN-100.558

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 9.76€

### Caratteristiche dell'enteroclisma da viaggio

Questo enteroclisma da viaggio è la soluzione ideale per chi soffre di stitichezza, gonfiore addominale o colite e per l'esecuzione di lavaggi vaginali.

Il dispositivo è costituito da una sacca graduata in PVC da 2 litri con raccordo, una cannula per il lavaggio intestinale e una cannula per l'irrigazione vaginale da eseguire con liquidi terapeutici.

Il kit è pratico da trasportare, facile da pulire ed è fornito con astuccio.

### Specifiche tecniche

- Sacca e tubo: PVC medical grade
- Gancio: polipropilene
- Cannule, raccordo: polipropilene medical grade
- Rubinetto: polipropilene/policarbonato
- Peso: 15 g
- Capacità: 2 l max
- Lunghezza tubo: 120 cm

### Marca e modello

INTERMED codice CN-100.558

