



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Aerosol a pistone portatile Eolo

Codice di riferimento: RE 300400

Marca: CA-MI

Prezzo: 63.7€

Caratteristiche dell'aerosol Eolo

Eolo è un apparecchio a pistone portatile ideato per l'aerosolterapia domiciliare. Il dispositivo è costituito da un corpo in materiale plastico dotato di una comoda maniglia per garantire un facile trasporto.

Il nebulizzatore è veloce, efficace e progettato per un uso continuo. Consigliato per la nebulizzazione di farmaci broncodilatatori e antibiotici.

La scocca plastica è realizzata ad elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle normative di sicurezza europee.

Accessori in dotazione

- Nebulizzatore Hi-FLO
- Maschera Adulto con Elastico
- Maschera Pediatrica con Elastico
- Boccheruola
- Forcella Nasale non Invasiva
- Tubo Aria
- Filtro Aria

Specifiche tecniche

- Alimentazione: 230V/50Hz/170VA

- Pressione operativa: 1.1 bar
 - Flusso aria: 14 l/minuti
 - Campo di nebulizzazione: 0.4 ml/min
 - Dimensione particelle: < 5 µm
 - Pressione: 2.5 bar
 - Dimensioni e peso: 22 x 14.5 x 12 cm
 - Peso: 1.7 kg
 - Rumorosità: 55 db
 - Classe di rischio: IIa
 - Norme: Classe II, Tipo B
 - Produzione Italia
-

Marca e modello

CA-MI RE 300400

Contenuto della confezione

1 aerosol a pistone

