



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Busto iperestensore vertebrale a 3 punti con regolazione sternale F 35-100 TR BASCULANTE

Codice di riferimento: F 35-100 TR BASCULANTE

Marca: FGP

Prezzo: 341€

Riferimento	Variante	Prezzo
F 35-100 TR BASCULANTE-S-Bassa	Bassa, S	341€
F 35-100 TR BASCULANTE-M-Bassa	Bassa, M	341€
F 35-100 TR BASCULANTE-M-Normale	M, Normale	341€
F 35-100 TR BASCULANTE-L-Bassa	Bassa, L	341€
F 35-100 TR BASCULANTE-L-Normale	L, Normale	341€
F 35-100 TR BASCULANTE-XL-Bassa	Bassa, XL	341€
F 35-100 TR BASCULANTE-XL-Normal	Normale, XL	341€
F 35-100 TR BASCULANTE-S-Normale	Normale, S	341€

Caratteristiche del busto iperestensore F 35-100 TR BASCULANTE

Tutore iperestensore basculante a 3 punti per il sostegno della colonna vertebrale a seguito di frattura vertebrale lombodorsale e crolli vertebrali.

- **Busto leggero e confortevole.** Struttura realizzata in alluminio anodizzato con sistema di chiusura B.FAST. e imbottiture in similpelle e materiale espanso. Assicura un'ottima vestibilità del tutore senza comprometterne la funzionalità.
- **Pelota sternale.** Di ridotte dimensioni, ammortizzata, pneumatica, snodabile e con un meccanismo di regolazione che permette una migliore trasmissione del carico.
- **Banda pelvica.** Fascia basculante con molla di ritorno.
- **Pelota lombare.** Posizionabile orizzontalmente e verticalmente per garantire un miglior comfort al paziente.


Indicazioni

- Trattamento delle fratture vertebrali dorsali e lombari
- Processi osteolitici vertebrali
- Crolli vertebrali conseguenti a osteoporosi

Taglie

Taglia	S	M	L	XL
Circonferenza bacino cm	60/75	76/90	91/105	106/115

Altezza: normale o bassa.



Marca e modello

FGP F 35-100 TR BASCULANTE

Contenuto della confezione

1 pezzo

