



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Fascia elastica per magnetoterapia senza solenoidi

Codice di riferimento: F0S2000

Marca: IACER

Prezzo: 36.6€

Caratteristiche della fascia elastica per magnetoterapia:

La fascia elastica per magnetoterapia è una fascia terapeutica da utilizzare in abbinamento con gli apparecchi elettromedicali Mag 2000 e Mag 2000Plus. Queste fasce vengono usate per lenire e curare i dolori articolari e muscolari localizzati, vengono collegati all'apparecchio che genera la frequenza elettromagnetica che verrà poi trasmessa nella zona dolorosa.

Ulteriori dettagli:

- Compatibile esclusivamente con i modelli Mag 2000 e Mag 2000Plus
- Indicati solo per trattamenti di magnetoterapia
- Non contiene il cavo con i 3 solenoidi

 **Acquista subito**