



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Fasciatoio per neonato - Beige

Codice di riferimento: 27400

Marca: GIMA

Prezzo: 828€

Caratteristiche del fasciatoio per neonato

Il fasciatoio è un elemento d'arredo che non può mancare nella cameretta del neonato o nel bagno di casa per prendersi cura dell'igiene del piccolo. Il morbido e spazioso fasciatoio per neonati proposto sul nostro sito è progettato per garantire al bimbo un appoggio confortevole e sicuro e per mettere a disposizione dei genitori un sostegno pratico e funzionale in cui occuparsi del benessere del loro piccolo. A tale scopo, il fasciatoio si compone di:

- Una resistente struttura in tubo tondo di alluminio lucido montata su piedi regolabili
- Un piano superiore con bordi laterali rialzati su tre lati imbottito e rivestito in morbido sky lavabile per garantire sicurezza, protezione e un appoggio confortevole per il bambino durante il cambio del pannolino o dopo il bagnetto
- Un comodo piano di appoggio inferiore in nobilitato bianco bordato in ABS nero per riporre in maniera ordinata e tenere pronti all'uso pannolini, salviettine e tutto l'occorrente per l'igiene del bambino.

Specifiche tecniche

- Portata: 50 Kg
- Dimensioni: 115 x 63 x 85 h cm
- Peso: 31 kg
- Fornito smontato
- Produzione italiana

Colore

Beige

Marca e modello

GIMA codice 27400

Contenuto della confezione

1 fasciatoio per neonato

