



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Fasce elastiche cosce per elettrostimolatori

Codice di riferimento: FC250-265

Marca: IACER

Prezzo: 57.1€

Caratteristiche delle fasce elastiche con elettrodi per le cosce:

Le fasce elastiche per elettroterapia che proponiamo per le cosce sono da utilizzare con gli apparecchi per svolgere l'elettroterapia. Utili per attività di rassodamento e stimolazione, ad esempio con gli elettrostimolatori estetici, permettono la conduzione dell'energia elettrica a bassa frequenza attraverso gli elettrodi implementati. Disponiamo di 4 Fasce elastiche conduttive per cosce con attacco a bottone.

Ulteriori dettagli:

- Sono regolabili con attacco a bottone
- Elasticizzate per un maggior comfort

Confezione:

4 Fasce elastiche conduttive per cosce: 2x65 cm. + 2x50 cm

 **Acquista subito**