



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Ferula Dr. Bunnel per mano (estensione metacarpi e dita) - Splint

Codice di riferimento: PR2-10

Marca: RO+TEN

Prezzo: 76.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
PR2-10-S	S	76.5€
PR2-10-M	M	76.5€
PR2-10-L	L	76.5€

Caratteristiche dello splint per mano

La ferula dr. Bunnel per mano è un tutore ortopedico che ha la funzione di tenere in estensione i metacarpi e le dita con l'aiuto di una struttura in metallo modellabile ideata per adattarsi ad ogni paziente e un sistema di tiranti elastici in caucciù. Per ridurre l'eventualità di dolori da compressione e reazioni allergiche è dotata di una morbida imbottitura in feltro e di ditali in vilpelle atossica. Il cinturino a velcro garantisce una chiusura semplice e altrettanto sicura.


Indicazioni

- Fratture delle ossa metacarpali
- Paralisi dei nervi
- Postumi di tenorrafia degli estensori delle dita

Taglie

Taglia	S	M	L
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5	7,5	9

Ambidestra

**Marca e modello**

RO+TEN PR2-10

 **Acquista subito**