



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Filtro di ricambio per aerosol Happyneb e Hospineb

Codice di riferimento: 28145

Marca: GIMA

Prezzo: 0.23€

Caratteristiche del filtro di ricambio per aerosol Happyneb e Hospineb

Filtro sostitutivo per aerosolterapia.

Questo filtro è pensato per sostituire quello presente negli apparecchi da aerosolterapia Happyneb e Hospineb, è facile da alloggiare e garantisce alte prestazioni e lunga durata nel tempo.

Realizzato con materiali di qualità, il filtro di ricambio per aerosol Gima è al 99% antibatterico e idrofobico.

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**