



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Filtro per aspiratore chirurgico (Linea Clinic/Supertobi Trolley)

**Codice di riferimento:** 28239

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 12.08€

### Caratteristiche del filtro per aspiratore chirurgico

Il filtro antibatterico e idrofobico è una componente fondamentale degli aspiratori chirurgici. L'accessorio, capace di garantire un'efficiente filtrazione batterica e virale (99,9%), permette di difendere i pazienti e il personale medico da contaminazioni crociate durante l'aspirazione dei fluidi corporei.

Il dispositivo è costituito da una struttura esterna in materiale plastico con due piccoli connettori per assicurare il collegamento con i tubi in silicone e un disco di PTFE idrofobico all'interno.

Questo filtro antibatterico e idrofobico è adatto ai seguenti aspiratori chirurgici: codice 28214, 28215, 28216, 28231, 28217, 28218.

### Specifiche tecniche

Potere di filtraggio: 99,9%

### Marca e modello

GIMA codice 28239

### Contenuto della confezione

1 pezzo

### **Prodotto a marchiatura CE**

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

