



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Filtro di ricambio per aspiratori Vega e Tobi

Codice di riferimento: 28229

Marca: GIMA

Prezzo: 10.37€

Caratteristiche del filtro di ricambio per aspiratori Vega e Tobi

Filtro sostitutivo per apparecchi elettromedicali di varia natura come aspiratori chirurgici e tiralatte.

Questo filtro di ricambio per tiralatte e aspiratore chirurgico linea Vega e Tobi è realizzato in materiale antibatterico e idrofobico ed è pensato per sostituire il filtro quando questo sia usurato o compromettente per il corretto funzionamento del macchinario.

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**