



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tavoletta Fisio singola per riabilitazione caviglia

Codice di riferimento: PR5-6002/P

Marca: RO+TEN

Prezzo: 34€

Caratteristiche della tavoletta Fisio

La pedana propriocettiva Fisio è una tavoletta singola in materiale plastico leggera e di dimensioni ridotte ma allo stesso tempo robusta e affidabile. Questo dispositivo medico è impiegato per eseguire gli esercizi di riabilitazione della caviglia e del ginocchio dopo un trauma distorsivo o un intervento ai legamenti della caviglia o al tendine d'Achille. Oltre a riattivare la muscolatura e la mobilità articolare, si dimostra efficace anche per migliorare l'equilibrio e il controllo della postura. Grazie alla superficie zigrinata antiscivolo, garantisce sicurezza e stabilità durante gli esercizi. Sul fondo è provvista di un tampone in gomma che assicura una perfetta aderenza al piano d'appoggio.

Specifiche tecniche

- Struttura in materiale plastico semiespanso
- Superficie zigrinata antiscivolo
- Fondo con tampone in gomma per garantire l'aderenza al piano d'appoggio
- Anello di supporto utilizzabile (se necessario) per aumentare l'angolo di oscillazione della tavoletta

Indicazioni

- Rieducazione delle distorsioni di caviglia
- Instabilità di caviglia
- Postumi post-operatori di interventi ai legamenti della caviglia e sul tendine d'Achille

Misure

Universale: 15x31 cm

Marca e modello

RO+TEN PR5-6002/P

Contenuto della confezione

1 pezzo

