



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Fondo equilibratore in poliuretano - antidecubito per seduta

Codice di riferimento: COD 359

Marca: ALBOLAND

Prezzo: 63.44€

CARATTERISTICHE:

Cuscino specifico per carrozzella pieghevole.

Composizione: anima in poliuretano stampato, foglio in resina PVC espansa accoppiata con schiuma di silicone forata.

Fodera: sopra: velluto di cotone blu; sotto: plastica antiscivolo.

Sterilizzabile.

Dispone busto e gambe in posizione anatomica, grazie alla sagoma del fondo poliuretano.

Il foglio di schiuma siliconica e la fodera in cotone mantengono arieggiato il corpo; l'antiscivolo indispensabile per la sicurezza del paziente.

MARCA E MODELLO:

Alboland - Codice 359

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

In sacchetto

TAGLIE E VARIANTI:

Colore: Blu Notte

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: cm 40 x 40 x 7

