



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Fonendoscopio pediatrico

Codice di riferimento: LF-303

Marca: INTERMED

Prezzo: 8.54€

Caratteristiche del fonendoscopio pediatrico

Fonendoscopio per pediatra con archetto in rame cromato comodo e alte prestazioni garantite.

Dotato di tubo da 63 cm e membrana con diametro 35 mm in PVC, questo fonendoscopio da bambino ha due comode olive auricolari realizzate anch'esse in PVC anallergico e provo di lattice che consentono la giusta qualità del suono, per rilevare al meglio il battito cardiaco.

Questo fonendoscopio per auscultazioni pediatriche è dotato di una testina piatta d'alluminio che si presta benissimo per la misurazione della pressione arteriosa insieme a sfigmomanometri ad aneroide.

Specifiche tecniche

- Colore: blu

Marca

Intermed

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**