



**Numero Verde**  
**800 172547**

**Da cellulare**  
**030 7777942**

## Fonendoscopio pediatrico - PLANOPHON

**Codice di riferimento:** 960204XXX

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 31.1€

### CARATTERISTICHE:

Fonendoscopio pediatrico a testina piatta in alluminio, ideale per essere inserito sotto il bracciale dello sfigmomanometro in modo comodo e semplice. Caratteristiche:

archetto in ottone cromato;  
olive rigide a pressione;  
Latex Free.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

diametro membrana  
35 mm

lunghezza tubo  
60 cm

### MARCA E MODELLO:

Intermed 960204XXX

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pezzo

---

**TAGLIE:**

Varianti

Codice  
Colore

9602.04.000  
Nero

9602.04.002  
Rosa

9602.04.008  
Verde

9602.04.009  
Giallo

9602.04.016  
Rosso

9602.04.017  
Blu

