



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## FONENDOSCOPIO TRAD COLOR - giallo

**Codice di riferimento:** 51003

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 4.64€

### CARATTERISTICHE:

STETOSCOPI TRAD COLOR - LATEX FREE

Stetoscopi colorati in alluminio, leggeri e affidabili.

Padiglione Ø 43.5 mm, campana Ø 30 mm (dimensioni esterne).

Archetto in ottone.

Lira: lunghezza 62 cm, int. Ø 4 mm, est. Ø 8 mm.

Forniti in scatola di cartone.

Scatola e manuale in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

### MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 51003

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

