



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

FONENDOSCOPIO TRAD COLOR - rosso

Codice di riferimento: 51001

Marca: GIMA

Prezzo: 5.3€

CARATTERISTICHE:

STETOSCOPI TRAD COLOR - LATEX FREE

Stetoscopi colorati in alluminio, leggeri e affidabili.

Padiglione Ø 43.5 mm, campana Ø 30 mm (dimensioni esterne).

Archetto in ottone.

Lira: lunghezza 62 cm, int. Ø 4 mm, est. Ø 8 mm.

Forniti in scatola di cartone.

Scatola e manuale in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 51001

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

