



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

FONENDOSCOPIO TRAD COLOR - verde

Codice di riferimento: 51004

Marca: GIMA

Prezzo: 4.64€

CARATTERISTICHE:

STETOSCOPI TRAD COLOR - LATEX FREE

Stetoscopi colorati in alluminio, leggeri e affidabili.

Padiglione Ø 43.5 mm, campana Ø 30 mm (dimensioni esterne).

Archetto in ottone.

Lira: lunghezza 62 cm, int. Ø 4 mm, est. Ø 8 mm.

Forniti in scatola di cartone.

Scatola e manuale in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 51004

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

