



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## Fasce per polpacci per apparecchi elettromedicali

**Codice di riferimento:** FP235-245

**Marca:** IACER

**Prezzo:** 48.31€

### Caratteristiche delle fasce elastiche con elettrodi per polpacci:

Le fasce elastiche per elettroterapia che proponiamo per i polpacci vengono adoperate con gli apparecchi per svolgere trattamenti elettroterapici. Utili per attività di stimolazione e per curare disturbi di tipo muscolare, permettono la conduzione dell'energia elettrica a bassa frequenza attraverso gli elettrodi inseriti nella loro struttura. Disponiamo di 4 Fasce elastiche conduttive per polpacci, facilmente regolabili con attacco a bottone.

### Ulteriori dettagli:

- Sono regolabili con attacco a bottone
- Elasticizzate per una migliore adattabilità

### Confezione:

4 Fasce elastiche conduttive per cosce: 2x35 cm. + 2x45 cm

 **Acquista subito**