



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

GASKET FOR H100 - serial number A,D,E,F,K,L

Codice di riferimento: 35747

Marca: GIMA

Prezzo: 61€

CARATTERISTICHE:

Guarnizione per autoclave verticale Gima H100 (cod. 35746-35656). ATTENZIONE: La guarnizione è compatibile solo per le autoclavi H100 con i seguenti numeri di serie: A - D - E - F - K - L (vedi immagine, avvisare se avete un numero di serie differente)

MARCA E MODELLO:

GIMA 35747

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**