



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

GEL COSMETICO KONIX - sacca da 5 L

Codice di riferimento: 33255

Marcia: GIMA

Prezzo: 40.26€

CARATTERISTICHE:

Il gel per laser e cavitazione allevia il fastidio della depilazione e aumenta la longevità del dispositivo rinfrescandone la testina e il vetro. Grazie alla speciale tecnologia di produzione, alle sue sostanze attive e alla grande viscosità, preserva la sonda da danni. Non viene alterato dal sale corporeo durante l'uso e garantisce un'applicazione facile.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Ipoallergenico, non irrita la pelle, si scioglie nell'acqua e si rimuove facilmente. Non contiene sostanze oleose, formaldeide e sale. Atossico e inodore.

MARCA E MODELLO:

GIMA 33255

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

conf. 4 pz.

 **Acquista subito**