



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

GEL LUBRIFICANTE PER CATETERI 12 ml - sterile

Codice di riferimento: 22104

Marca: GIMA

Prezzo: 77.2€

CARATTERISTICHE:

Gel lubrificante per cateteri - sterile. Confezione da 25 siringhe da 12 ml cad.

Un gel lubrificante sterile, chiaro, solubile in acqua, contenente Lidocaina; da utilizzare prima dell'applicazione all'uretra di cateteri, cistoscopi o altri strumenti medicali.

Ricopre l'uretra creando uno strato liscio tra la mucosa uretrale e il catetere o lo strumento medicale. Viene utilizzato per alleviare il dolore durante le manipolazioni uretrali grazie al suo effetto anestetico. Possiede, inoltre, un effetto antisettico che protegge i pazienti dai potenziali rischi d'infezione.

Contiene 2% di Lidocaina e 0.05% di Clorexidina.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 22104

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una Confezione da 25 Pezzi

 **Acquista subito**
