



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Gel per ultrasuoni 1kg

Codice di riferimento: DRV1806

Marca: LEM

Prezzo: 0.84€

CARATTERISTICHE:

Gel per ultrasuoni utile per ottimizzare la trasmissione del segnale in esami elettromedicali di vario genere. Non unge e non macchia, può essere rimosso con acqua.

APPLICAZIONI:

Ecografie, doppler, fisiokinesioterapia, EEG e EMG.

MARCA E MODELLO:

LEM. COMPOSIZIONE: Polimero - vinyl polymer 0,6 w/v %; Agente di neutralizzazione - TriEtanol Amin 0,55 w/v %; Solvente - MonoPropylene Glycol 0,5 w/v %; Conservante - Benzyl Alcohol, 2-thiazolin-3-on-5-chlor-2-methyl-4-thiazolin-3-on-2-thiazoline ratio (cm?:m?) 0,1 w/v %; Solvente - Deionized water 98,25 w/v %.

DIMENSIONI E PESO:

1 kg.



Acquista subito