



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Gel per ultrasuoni da 5 kg

Codice di riferimento: DRV1807

Marca: LEM

Prezzo: 3.22€

Caratteristiche del gel per ultrasuoni da 5 kg

Gel ultrasuoni per ecografi ad alte prestazioni.

Il gel è confezionato in un pacco singola da 5 kg e viene venduto con in dotazione un dispenser da 260 grammi da riempire di volta in volta man mano che termina.

Marca

Lem

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**