



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

GEL ULTRASUONI - bustina 20 ml - trasparente

Codice di riferimento: 33271

Marca: GIMA

Prezzo: 42.7€

CARATTERISTICHE:

Gel ipoallergenico adatto a tutti i tipi di ultrasonografia e applicazioni doppler. Assicura che le onde degli ultrasuoni siano trasmesse al display del dispositivo in modo chiaro ed ininterrotto.

MARCA E MODELLO:

GIMA 33271

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

conf. 200 pz.

 **Acquista subito**