



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

GEL ULTRASUONI - bustina 20 ml - trasparente - sterile

Codice di riferimento: 33269

Marca: GIMA

Prezzo: 84.18€

CARATTERISTICHE:

Ipoallergenico adatto a tutti i tipi di applicazione in ambito ecografico e doppler. Assicura una corretta propagazione delle onde agli apparecchi e garantisce una migliore visualizzazione delle immagini.

MARCA E MODELLO:

GIMA 33269

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

conf. 48 pz.

 **Acquista subito**