



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

GEL ULTRASUONI - flacone 250 ml - trasparente

Codice di riferimento: 33273

Marca: GIMA

Prezzo: 39.04€

CARATTERISTICHE:

Gel ipoallergenico adatto a tutti i tipi di ultrasonografia e applicazioni doppler. Assicura che le onde degli ultrasuoni siano trasmesse al display del dispositivo in modo chiaro ed ininterrotto.

MARCA E MODELLO:

GIMA 33273

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

conf. 40 pz.

 **Acquista subito**