



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Gel Ultrasuoni Trasparente - Flacone 60 MI

Codice di riferimento: 33270

Marca: GIMA

Prezzo: 30.5€

CARATTERISTICHE:

Gel ultrasuoni - tubetto 60 ml - trasparente

Ipoallergenico, adatto a tutti i tipi di applicazione in ambito ecografico e doppler. Assicura una corretta propagazione delle onde agli apparecchi e garantisce una chiara e continua visualizzazione delle immagini. Privo di sale, formaldeide e fragranze, la sua composizione non danneggia le sonde.

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 33270

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Confezione da 12 Pezzi

 **Acquista subito**