



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **GERMY GIMA PLUS 15 W - lampada germicida**

**Codice di riferimento:** 35751

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 219.6€

### **CARATTERISTICHE:**

Questi strumenti hanno all'interno una lampada germicida a raggi ultravioletti che distrugge rapidamente ogni microrganismo. Consigliata per mantenere sterili gli strumenti che vengono conservati in esse. Gli strumenti preventivamente sterilizzati possono così essere conservati a lungo e risultano sempre pronti all'uso (il trattamento con raggi UV non genera calore). Una griglia interna mantiene gli strumenti lontano dalla superficie riflettente consentendo che vengano irradiati uniformemente migliorando l'azione germicida. La sicurezza degli operatori è garantita da un microswitch che spegne automaticamente la lampada all'apertura dello sportello. Di fattura solida, esterno in metallo verniciato, interno in acciaio inox riflettente. Possono essere montati a parete o posti su tavolo. Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz - 1 A. Dimensioni: 50 x 24 x h 20 cm Produzione Italiana.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Sistema PID: si

### **MARCA E MODELLO:**

GIMA 35751

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pz.

 **Acquista subito**

---