



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## GIMA QUICK PLUS - con termometro

**Codice di riferimento:** 35642

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 262.3€

### CARATTERISTICHE:

Lo sterilizzatore a biglie di vetro GIMA QUICK è stato concepito specificamente per uso ambulatoriale e va quindi a coprire una larga fascia di utenti, garantendo una sterilizzazione rapida ed efficace: in 2 minuti sterilizza lime sonde e specchietti, strumentario chirurgico, ed in 3 minuti currettes e pinze. Queste eccezionali prestazioni sono possibili grazie alla temperatura di 230°C che viene mantenuta costante nel serbatoio, assicurando la totale distruzione di tutti i microorganismi presenti. GIMA QUICK ha la struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche; il cilindro interno è completamente isolato da fibre e vetro, impedendo al calore di essere trasmesso all'involucro esterno. Può funzionare per un giorno intero. Fornito con un sacchetto di biglie di vetro. Prodotto in Italia in conformità alle normative vigenti.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Struttura esterna in acciaio verniciato • Dimensioni: 130 x 130 x 190 mm • Cestello in rame cromato: - diametro 5.5 cm - profondità 7.5 cm • Potenza: 150 W • Peso: 2.8 Kg • Alimentazione: 230 V - 50 Hz • Conforme alle normative vigenti • Garanzia: 12 mesi • Produzione italiana

### MARCA E MODELLO:

GIMA 35642

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**

---