



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

GIMA QUICK - sterilizzatrice a biglie di vetro

Codice di riferimento: 35640

Marca: GIMA

Prezzo: 280.6€

CARATTERISTICHE:

Lo sterilizzatore a biglie di vetro GIMA QUICK è stato concepito specificamente per uso ambulatoriale e va quindi a coprire una larga fascia di utenti, garantendo una sterilizzazione rapida ed efficace: in 2 minuti sterilizza lime sonde e specchietti, strumentario chirurgico, ed in 3 minuti curettes e pinze. Queste eccezionali prestazioni sono possibili grazie alla temperatura di 230°C che viene mantenuta costante nel serbatoio, assicurando la totale distruzione di tutti i microorganismi presenti. GIMA QUICK ha la struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche; il cilindro interno è completamente isolato da fibre e vetro, impedendo al calore di essere trasmesso all'involucro esterno. Può funzionare per un giorno intero. Fornito con un sacchetto di biglie di vetro. Prodotto in Italia in conformità alle normative vigenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Struttura esterna in acciaio verniciato • Dimensioni: 130 x 130 x 190 mm • Cestello in rame cromato: - diametro 5.5 cm - profondità 7.5 cm • Potenza: 150 W • Peso: 2.8 Kg • Alimentazione: 230 V - 50 Hz • Conforme alle normative vigenti • Garanzia: 12 mesi • Produzione italiana

MARCA E MODELLO:

GIMA 35640

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**
