



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Apparecchio ultrasuonoterapia GIMA UT AUTOMATIC senza manipolo

**Codice di riferimento:** 28310

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 1177.3€

### Caratteristiche dell'apparecchio per ultrasuonoterapia

GIMA UT AUTOMATIC è un dispositivo professionale per terapia a ultrasuoni di produzione italiana compatibile con qualsiasi manipolo capace di erogare frequenze di oscillazione da 1 a 3 MHz. L'apparecchio, utile sia per applicazioni estetiche sia terapeutiche, è dotato di indicatore luminoso per segnalare la potenza di erogazione, regolazione digitale dell'intensità con indicazione numerica e permette di selezionare il tempo di pulsazione da 10% a 100% tramite una tastiera digitale.

All'interno della confezione sono presenti il cavo alimentazione e un manuale utente.

L'apparecchio per ultrasuonoterapia è fornito senza manipolo.

### Applicazioni

- Lipoclasia ad ultrasuoni
- Medicina sportiva
- Artriti
- Artrosi
- Nevralgie
- Lombaggine

### Specifiche tecniche

- Tempo di trattamento: programmabile da 1 a 30 minuti

- Tempo di azione: 10% - 20% - 30% - 50% - 100%
  - Frequenza di pulsazione: 2 impulsi al secondo
  - Potenza max di uscita: 3 W/cm<sup>2</sup>
  - Alimentazione: 115/230 V - 50/60 Hz - selezionabile
  - Dimensioni: 360x265x150 mm
  - Peso: 8 kg
  - Classe di sicurezza elettrica I BF CE - 93/42 CEE
  - Norme: EN6061-1/CEI 601-2-5, EN 60601-2-5
- 

## Marca e modello

GIMA codice 28310

## Contenuto della confezione

1 pezzo

